


Manejo de los drenajes por el TCAE

- Gasas en mecha: Tira de gasa estéril enrollada en cavidad o absceso. Figura 1.



- Penrose: Figura 1.1



Penrose Multitubular

- Axion: Figura 2



- Kehr o en T: Figura 3



- Pleural: Figura 4



- Pigtail: Figura 5



- Redón: Figura 6



- Jackson-Pratt: Figura 7



- Blake: Figura 8



- Drenaje torácico: Figura 9



- Para drenajes pasivos utilizaremos una bolsa de urostomía. Figura 10



- Para drenajes activos: Figura 11



Colector rígido o petaca Colector rígido Pera de goma

Figura 12



Fuelle Pleur-evac® Thopaz®